

SURFANIOS Premium

Détergent désinfectant
sols et surfaces



- Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une opération simultanée
- Efficacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées de l'environnement hospitalier
- Produit formulé sans aldéhyde
- Optimisation des données écotoxicologiques

**PRODUIT
A DILUER**
soit 20 ml → 8 L



0,25%

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical).

CARACTERISTIQUES


- Solution de couleur verte
- pH du produit pur : 11,2
- pH du produit dilué (0,25%) : env. 8
- Densité : 1,007
- Indice de Réfraction : 1,3587



SURFANIOS Premium

Détergent désinfectant sols et surfaces

MODE D'EMPLOI



Remplir un seau de lavage et un seau de rinçage avec 8 litres d'eau.

Dilution à 0,25 % : Verser une dose de 20 ml de SURFANIOS premium dans le seau de lavage.



Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.



Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet. Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

COMPOSITION

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine [N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g], chlorure de didécyldiméthylammonium [N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g], excipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage : entre +5°C et +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2 - directive 98/8/CE).

CONDITIONNEMENTS

SURFANIOS Premium

- 1 500 sachets de 20ml.....Réf. 1917.129
- 2 12 flacons doseurs de 1 litre.....Réf. 1917.092
- 3 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 20 ml.....Réf. 1917.036

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727 EN 1276 (BMR)	5 minutes
Mycobactéries	EN 14348 (Mycobacterium terrae)	120 minutes
Levures / Moisissures	EN 1275, EN 1650 (Candida albicans) EN 1650 (Aspergillus niger)	15 minutes 120 minutes
Virus	EN 14476 : PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV)	5 minutes

